

HYALDRAIN PB



Delicata Rimozione Enzimatica di Cellulite Edematosa attraverso una potente azione anti-ritenzione



Definizione: ingrediente attivo basato sulla microemulsione della ialuronidase stabilizzata.

INCI name: Peg-8 Caprylic/Capric Glycerides (e) Aqua (e) Polyglyceryl-3 Dioleate (e) Butylene Glycol (e) Isostearyl Isostearate (e) Ethoxydiglycol (e) Tromethamine (e) Hyaluronidase (e) Methyl nicotinate.

Preservative – free

GMO-free

Animaltesting-free

Aspetto: liquido oleoso incolore

Molecola attiva: ialuronidase

Proprietà: HYALDRAIN PB dissolve selettivamente i polimeri di acido ialuronico in eccesso accumulati nel derma, responsabili della cellulite e della ritenzione idrica attraverso una specifica attività depolimerizzante. Di conseguenza, migliora l'aspetto della cellulite visibile attivando la microcircolazione e il drenaggio di liquidi e tossine.

Caratteristiche: HYALDRAIN PB è un'ingegnosa ed effettiva alternativa agli estratti vegetali convenzionali e ai composti organici.



Applicazioni: trattamento cosmetico della cellulite edematosa e della ritenzione idrica. Indicato per le preparazioni di refining della silhouette.

Dosaggio: 1%

Formulazione: HYALDRAIN PB può essere incorporato in tutti i prodotti per il trattamento della cellulite, della ritenzione idrica e per ottenere una migliore silhouette. Il prodotto è indicato per le emulsioni, per i gel e per le creme-gel.

Manipolazione: incorporare il prodotto alla formulazione finale, disperdendolo durante lo stato di raffreddamento ad una temperatura di 40°C o inferiore. Operare sotto leggera agitazione con elica. Mescolare delicatamente fino a completa omogenizzazione della mistura.