


LIPOCEL-ERASE HYDRA PB

Delicata Degradazione Enzimatica dei Noduli di Cellulite e Riduzione Immediata della Pelle a Buccia d'Arancia



Definizione: ingrediente attivo basato sull'incapsulazione della Lipase PB500 stabilizzata. L'enzima termostabile e versatile è stato ottenuto attraverso il processo di fermentazione del *Thermus thermophilus*.



INCI name: Aqua (e) Algin (e) Lipase (e) Phenoxyethanol (e) Tromethamine (e) Propyleneglycol (e) Sodiumchloride (e) Euxyl (e) Calciumchloride.

GMO-free

Animaltesting-free

Aspetto: soluzione biancastra microgranulare (microcapsule idratate)
Disponibile in BIANCO, BLU e ROSA

Molecola attiva: PB500 Lipase

Proprietà: LIPOCEL-ERASE HYDRA PB dissolve selettivamente e rimuove l'eccesso di lipidi accumulati negli adipociti, responsabili dei noduli di cellulite e della pelle a buccia d'arancia attraverso un'attività specifica e lipolitica ad alta efficienza. Di conseguenza migliora l'aspetto visibile della cute attivando il drenaggio linfatico e levigando l'area trattata.

Caratteristiche: LIPOCEL-ERASE HYDRA PB è un'ingegnosa ed effettiva alternativa agli estratti vegetali convenzionali e ai composti organici.

Applicazioni: trattamento cosmetico della cellulite adiposa e del grasso localizzato. Indicato per le preparazioni snellenti e di refining della silhouette.

Dosaggio: 1%

Formulazione: LIPOCEL-ERASE HYDRA PB può essere incorporato in tutti i prodotti per il trattamento della cellulite e del grasso localizzato e per migliorare la silhouette. Il prodotto è particolarmente indicato per le formulazioni in gel.

Manipolazione: incorporare il prodotto alla formulazione finale, disperdendolo durante lo stato di raffreddamento ad una temperatura di 40°C o inferiore. Operare sotto leggera agitazione con elica. Mescolare delicatamente fino a completa omogenizzazione della mistura.