



Li StarFish S.r.l.
Via Cavour, 35 – 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy
Phone +39 0292150794 - Fax +39 0292157285
info@listarfish.it www.listarfish.it

LIPOCLEANSING SENSITIVE PB

**Delicata e Profonda Pulizia
Enzimatica**

Nessuna irritazione e nessun effetto collaterale
per la pelle



Definizione: ingrediente attivo basato sulla microincapsulazione della Lipase PB500 stabilizzata. L'enzima termostabile e versatile è stato ottenuto attraverso il processo di fermentazione del *Thermus thermophilus*.

INCI name: Powder (PW) Vial: Maltodextrin (e) Lipase. Liquid (LQ) Vial: Aqua (e) Algin (e) Phenoxyethanol (e) Propyleneglycol (e) Euxyl.

GMO-free

Animal testing-free

Aspetto: polvere marrone chiaro

Molecola attiva: PB500 Lipase

Proprietà: LIPOCLEANSING SENSITIVE PB agisce come effetto sebolitico, sciogliendo i lipidi in eccesso accumulati nelle zone sebacee della superficie della pelle. Promuove la normalizzazione e regolazione del sebo. Aiuta la purificazione della pelle rimuovendo le impurità.

Caratteristiche: LIPOCLEANSING SENSITIVE PB è una delicata alternativa naturale a composti chimici convenzionali con azione detergente e sostanze contenenti zolfo.

Applicazioni: pulizia profonda e trattamento cosmetico delle pelli grasse o tendenti all'acne. Pronto all'uso.

Dosaggio: 100%

Formulazione: LIPOCLEANSING SENSITIVE PB è un prodotto finito studiato appositamente per l'uso istantaneo. Ad ogni modo può essere incorporato in tutti i tipi di preparazione ad uso immediato dove si desidera ottenere la purificazione e la pulizia profonda della pelle. Compatibile con pelli sensibili e trattamenti a lungo termine.

Manipolazione:

Presentazione: la confezione è composta da 1 flacone in polvere e 1 flacone di liquido.

Versare in un contenitore la monodose di 5 ml, risospingere la monodose da 1g disperdendola delicatamente nel contenitore. Mescolare con una spatola fino alla completa idratazione del prodotto. Omogenizzare bene.

Istruzioni per l'uso: applicare dopo l'idratazione. Stendere il prodotto sulla superficie della pelle da trattare, evitando il contatto con gli occhi. Lasciare agire per circa 10, 20 minuti quindi risciacquare con abbondante acqua.