



Li StarFish S.r.l.  
Via Cavour, 35 – 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy  
Phone +39 0292150794 - Fax +39 0292157285  
info@listarfish.it www.listarfish.it

# HYALUCORRECT PB



**Cura Delicata Enzimatica del Contorno Occhi con una Potente e Effettiva Azione Anti-Borse**



**Definizione:** ingrediente attivo basato sulla microemulsione della ialuronidase stabilizzata.

**INCI name:** Peg-8 Caprylic/Capric Glycerides (e) Aqua (e) Polyglyceryl-3 Dioleate (e) Butylene Glycol (e) Isostearyl Isostearate (e) Ethoxydiglycol (e) Tromethamine (e) Hyaluronidase.

**Preservative – free**

**GMO-free**

**Animaltesting-free**

**Aspetto:** liquido oleoso incolore

**Molecola attiva:** ialuronidase

**Proprietà:** HYALUCORRECT PB dissolve selettivamente i polimeri di acido ialuronico accumulati in eccesso nella pelle, responsabili delle borse e della ritenzione idrica periorbitale attraverso una specifica attività depolimerizzante. Di conseguenza, migliora l'aspetto del contorno occhi attivando la microcircolazione e il drenaggio di liquidi accumulati localmente.



**Caratteristiche:** HYALUCORRECT PB è una delicata alternativa naturale ai composti e tecniche convenzionali.

**Applicazioni:** trattamento cosmetico del contorno occhi e della riduzione di borse.

**Dosaggio:** 1%

**Formulazione:** HYALUCORRECT PB può essere incorporato in tutti i prodotti per la cura degli occhi, per il trattamento delle borse e per la ritenzione idrica periorbitale. Il prodotto è indicato per le emulsioni, per i gel e per le creme-gel.

**Manipolazione:** incorporare il prodotto alla formulazione finale, disperdendolo durante lo stato di raffreddamento ad una temperatura di 40°C o inferiore. Operare sotto leggera agitazione con elica. Mescolare delicatamente fino a completa omogeneizzazione della mistura.